

INNOVATION
EXPERTISE

GAMME **ORTHOPÉDIE**





ORIGINE DES GREFFONS

Têtes fémorales prélevées uniquement en France sur donneurs vivants.



PROCÉDÉ SUPERCRI^T

Le traitement appliqué est à base de CO₂ supercritique, reconnu pour son efficacité délipidante et sa capacité à préserver la matrice osseuse. En intégrant une étape anti-prions et une radiostérilisation gamma, ce procédé assure la sécurité virale et la stérilité des produits.



EFFICACITÉ CLINIQUE

- Volume initial de la tête fémorale préservé
- Hydrophilie optimale
- Propriétés biomécaniques naturelles de l'os conservées



CONDITIONNEMENT

La poudre d'os est proposée dans une seringue au design spécifiquement développé. Cette innovation permet au chirurgien de réaliser la réhydratation du tissu osseux dans des conditions d'asepsie optimales, et de l'appliquer directement dans le site de greffe. Ce conditionnement est adapté pour tous les comblements osseux, de la chirurgie orale à la neurochirurgie.



CONSERVATION

Les greffons BIOBank sont livrés stériles dans un double emballage étanche permettant leur conservation à température ambiante pendant 5 ans.



UTILISATION

Après réhydratation, les greffons osseux BIOBank retrouvent leur élasticité naturelle et peuvent-être facilement façonnés et adaptés au site de greffe.

Indications thérapeutiques

Comblement de pertes de substance osseuse et greffes structurales, lors de :

- Perte de substance segmentaire lors des reprises d'arthroplastie
- Curetage des tumeurs osseuses bénignes
- Fracture avec ostéosynthèse
- Ostéotomie avec ostéosynthèse
- Arthrodèse rachidienne
- Acte chirurgical générant une cavité osseuse

BIOBANK
EST UNE BANQUE
FRANÇAISE DE TISSUS
AUTORISÉE PAR L'ANSM
POUR LA CONSERVATION,
LA TRANSFORMATION
ET LA DISTRIBUTION
DE GREFFONS OSSEUX
HUMAINS.

FORMES ANATOMIQUES




**TÊTE FÉMORALE
COMPLÈTE**

90001 Tête fémorale complète




**DEMI-TÊTE
FÉMORALE**

90003 Demi-tête fémorale



FORMES GÉOMÉTRIQUES



CHEVILLES D'OS SPONGIEUX

- 900909** Cheville d'os spongieux • 28 x 9 mm
- 900910** Cheville d'os spongieux • 28 x 10 mm
- 900911** Cheville d'os spongieux • 28 x 11 mm
- 900912** Cheville d'os spongieux • 28 x 12 mm
- 900913** Cheville d'os spongieux • 28 x 13 mm
- 900914** Cheville d'os spongieux • 28 x 14 mm

PGP03 Chasse-greffon canulé 



COINS OSSEUX

- 90019** Coin osseux hauteur 6 mm • 6°
- 90015** Coin osseux hauteur 8 mm • 8°
- 90016** Coin osseux hauteur 10 mm • 10°
- 90017** Coin osseux hauteur 12 mm • 12°
- 90018** Coin osseux hauteur 14 mm • 14°



BLOCS D'OS SPONGIEUX

- 90011** Bloc d'os spongieux • 30 x 20 x 10 mm
- 90012** Bloc d'os spongieux • 20 x 10 x 10 mm




DISQUES D'OS SPONGIEUX

- 900151** Disque d'os spongieux • 29 x 8 mm
- 900152** Disque d'os spongieux • 29 x 10 mm
- 900153** Disque d'os spongieux • 29 x 12 mm



FORMES GRANULES & POUDRES




POUDRE D'OS SPONGIEUX EN SERINGUE

- 90035** Poudre d'os spongieux • 0,5 cc
- 90036** Poudre d'os spongieux • 1 cc
- 90037** Poudre d'os spongieux • 2 cc



GRANULES D'OS SPONGIEUX EN FLACON

- 90072** Granule d'os spongieux • 7 cc
- 90074** Granule d'os spongieux • 18 cc
- 90075** Granule d'os spongieux • 25 cc



GRANULES D'OS SPONGIEUX EN SERINGUE

- 90082** Granule d'os spongieux • 7 cc
- 90084** Granule d'os spongieux • 18 cc
- 90085** Granule d'os spongieux • 25 cc



3 rue Georges Charpak
77127 Lieusaint • France

TÉL. +33 1 64 42 59 66
FAX +33 1 64 42 59 60

commercial@biobank.fr
WWW.BIOBANK.FR